

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nags Per Wb, Elisa - Q8N159

Numero articolo: CM0014392



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NAGS validato per WB ed ELISA. Riconosce la N-acetilglutammato sintasi umana, murina e di ratto, un enzima mitocondriale del ciclo dell'urea. Ideale per la ricerca sui disturbi metabolici. - Q8N159

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NAGS Rabbit pAb
Note/Alias	AGAS; ARGAS; NAGS
Specie	Umana
GeneID (umano)	162417
GeneID	162417
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 295-534 della NAGS umana (NP_694551.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina, Ratto
SWISS	Q8N159
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio