

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nags - Q8N159

Numero articolo: CM0020472



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la N-acetilglutammato sintasi umana (NAGS), validato per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sul ciclo dell'urea e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NAGS pAb di coniglio
Note/alias	NAGS; AGAS; ARGAs; N-acetilglutammato sintasi
Specie	Uomo
ID del gene	162417
Immunogeno	Proteina ricombinante di NAGS umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q8N159
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante