


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Naip Per Ihc-P, Elisa - Q13075

Numero articolo: CM0002357



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-NAIP di alta qualità convalidato per IHC-P ed ELISA. Reagisce con NAIP umano e murino (BIRC1). Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sull'infiammasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NAIP Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	BIRC1; NLRB1; psiNAIP; NAIP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4671
GeneID	4671
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del NAIP umano (Q13075)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13075
Peso proteico	160kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio