


Anticorpo Policlonale Anti-Naip Coniglio Per Wb, Elisa - Q13075

Numero articolo: CM0020912



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NAIP umano (BIRC1/NLRB1) validato per WB ed ELISA. Rileva l'inibitore dell'apoptosi e il sensore immunitario innato, con reattività crociata nel ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi neuronale e sull'inflammasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NAIP Rabbit pAb
Note/Alias	BIRC1; NLRB1; psiNAIP; NAIP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4671
GeneID	4671
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 750-850 di NAIP umano (NP_075043.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	Q13075
Peso Proteico	160kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio