


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Na⁺/K⁺-Atpase Per Wb E Elisa - P05023 / P50993 / P13637 / Q13733

Numero articolo: CM0022122



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting la subunità alfa-1 umana Na⁺/K⁺-ATPase (ATP1A1). Validato per WB e ELISA, cross-reagisce con il ratto. Ideale per studi sul trasporto di ioni e sul potenziale di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Na ⁺ /K ⁺ -ATPase Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ATP1A1, ATPasi subunità alfa 1 trasportante Na ⁺ /K ⁺ , Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
Specie	Umano
GeneID	476/477/478/480
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 386-595 della Na ⁺ /K ⁺ -ATPase umana (NP_000692.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Ratto
SWISS	P05023/P50993/P13637/Q13733
Peso proteico	74kDa/109kDa/112kDa/113kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio