


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Na⁺/K⁺-Atpase Per Wb - P05023

Numero articolo: CM0026181



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Na⁺/K⁺-ATPase, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA in uomo, topo, ratto. Immunogeno ricombinante che copre gli aa 1-100 di ATP1A1 umano. Ideale per lo studio del trasporto ionico, del potenziale di membrana e dei disturbi neurologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Na ⁺ /K ⁺ -ATPase Rabbit pAb
Note/Alias	CMT2DD; HOMGSMR2; Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	476
GeneID	476
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della Na ⁺ /K ⁺ -ATPase umana (NP_000692.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05023
Peso proteico	113kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio