

Anticorpo Monoclonale Anti-Nanog Per Wb, If-P, Elisa - Q9H9S0

Numero articolo: CM0006945



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Nanog umano, validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulle cellule staminali e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Nanog Rabbit mAb
Note/Alias	NANOG; Nanog
Specie	Umana
GeneID (Umano)	79923
GeneID	79923
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 153-305 di Nanog umano (NP_079141.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9H9S0
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio