


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nanog Per Wb, Elisa - Q80Z64

Numero articolo: CM0019063



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NANOG di topo di alta qualità, validato per Western blot (WB) ed ELISA, con cross-reattività umana dimostrata. Ideale per lo studio della pluripotenza e dell'auto-rinnovamento delle cellule staminali embrionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NANOG Rabbit pAb
Note/Alias	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik; NANOG
Specie	Topo
ID del gene (topo)	71950
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-305 di NANOG di topo (NP_082292.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Uomo
SWISS	Q80Z64
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante