

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nanp Per Wb Ed Elisa - Q8Tbe9

Numero articolo: CM0017727



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la N-acilneuraminato-9-fosfatasi umana (NANP/HDHD4). Verificato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto. Strumento chiave per la ricerca sul metabolismo degli acidi sialici. 28 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NANP pAb di coniglio
Note/alias	HDHD4; C20orf147; dj694B14.3; NANP
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	140838
GeneID	140838
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-248 della NANP umana (NP_689880.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8TBE9
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante