

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nans Per Wb, Elisa - Q9Nr45

Numero articolo: CM0028766



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NANS umano, ottenuto contro una proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 260-359. Adatto per applicazioni Western blot e ELISA. Ideale per studiare il metabolismo dell'acido sialico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NANS Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SAS; SEMDG; SEMDCG; HEL-S-100; NANS
Specie	Umana
GeneID (Umana)	54187
GeneID	54187
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-359 di NANS umano (NP_061819.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9NR45
Peso proteico	40 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio