

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Nans Per Wb, Elisa - Q9Nr45

Numero articolo: CM0021266



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro NANS umano, validato per studi knockout. Adatto per western blotting e ELISA. NANS è un enzima chiave nella biosintesi dell'acido sialico, essenziale per lo sviluppo cerebrale e scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] NANS Rabbit pAb
Note/Alias	SAS; SEMDG; SEMDCG; HEL-S-100; NS
Specie	Umana
GeneID (Umana)	54187
GeneID	54187
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-359 della NANS umana (NP_061819.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Policlonal
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana
SWISS	Q9NR45
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio