

## Anticorpo Monoclonale Anti-Nap1L1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P55209

Numero articolo: CM0011995



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-NAP1L1 validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce NAP1L1 umano, murino e di ratto, uno chaperone degli istoni coinvolto nell'assemblaggio dei nucleosomi, nella riparazione del DNA e nella neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                      |
|---------------------|-----------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-NAP1L1 |
| Note/alias          | NRP; NAP1; NAP1L; NAP1L1    |
| Specie              | Umano                       |
| GenelD              | 4673                        |
| Immunogeno          | Peptide sintetico           |
| Origine             | Coniglio                    |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali       |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA           |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto          |
| SWISS               | P55209                      |
| Peso della proteina | 45 kDa                      |
| Spedizione          | Borsa refrigerante          |