

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nap1L5 Per Wb Ed Elisa - Q96Nt1

Numero articolo: CM0023690

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio NAP1L5 validato per WB ed ELISA, reattivo con umano e topo. Ideale per studiare la funzione di chaperone degli istoni, l'assemblaggio dei nucleosomi e la dinamica della cromatina specifica del cervello.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio NAP1L5
Osservazioni/Alias	DRLM; NAP1L5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	266812
GeneID	266812
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-120 di NAP1L5 umano (NP_715638.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q96NT1
Peso Molecolare Proteina	20kDa
Spedizione	Sacca refrigerante