

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Napb Per Wb, Elisa - Q9H115

Numero articolo: CM0022761

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NAPB umano (SNAP-BETA), validato per WB ed ELISA. Adatto per lo studio del trasporto vescicolare ER-Golgi e dei disturbi correlati dello sviluppo neurologico in campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NAPB pAb di coniglio
Note/Alias	SNAPB; DEE107; SNAP-BETA; NAPB
Specie	Umano
GeneID	63908
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-50 di NAPB umano (NP_071363.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9H115
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante