

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Napg (Gammasnep) Per Wb Ed Elisa - Q99747

Numero articolo: CM0016854

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NAPG (GAMMASNAP), validato per WB ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio del trasporto vescicolare dal RE al Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NAPG Rabbit pAb
Note/alias	GAMMASNAP; NAPG
Specie	Uomo
ID del gene	8774
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-312 della NAPG umana (NP_003817.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q99747
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante