

Anticorpo Policlonale Anti-Napg Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q99747

Numero articolo: CM0027963

introduzione

NAPG Rabbit pAb è un anticorpo policlonale contro la proteina gamma-solubile NSF attachment, validato per WB ed ELISA, con cross-reattività in Umano, Topo, Ratto. Adatto per la ricerca sul traffico intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NAPG Rabbit pAb
Note/Alias	GAMMASNAP; NAPG
Specie	Umano
GenelD (Umano)	8774
GenelD	8774
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-312 di NAPG umano (NP_003817.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99747
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio