

Anticorpo Policlonale Anti-Napsa Per Wb, Elisa - 096009

Numero articolo: CM0019652

introduzione

NAPSA Rabbit pAb rileva la napsina-A, un'aspartil proteasi coinvolta nella lavorazione del surfattante. Adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata su ratto. Ideale per la ricerca su polmone e rene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NAPSA Rabbit pAb
Note/Alias	NAPSA; KAP; Kdap; NAP1; NAPA; SNAPA; napsin-A
Specie	Umano
GeneID	9476
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 64-190 della NAPSA umana (NP_004842.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	O96009
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio