

Anticorpo Policlonale Anti-Nars Di Coniglio Per Wb, Elisa - O43776

Numero articolo: CM0013639



introduzione

Anticorpo policlonale NARS di coniglio validato per WB e ELISA contro l'asparagina--tRNA ligasi umana e murina. Mira a un enzima citoplasmatico di 63kDa cruciale per la sintesi proteica e la segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NARS Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NARS; ASNRS; NEDMILG; NEDMILEG
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4677
ID Gene	4677
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 309-548 di NARS umano (NP_004530.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	O43776
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio