

Anticorpo Policlonale Anti-Nasp Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49321

Numero articolo: CM0027878



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina NASP umana (proteina spermatica autoantigenica nucleare) validato per WB, IHC-P e ELISA; presenta reazione crociata con topo e ratto. Adatto per lo studio delle reti di histone chaperone e della replicazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	NASP Rabbit pAb
Note/Alias	HMDRA1; FLB7527; PRO1999; NASP
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	4678
ID Gene	4678
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-449 della NASP umana (NP_689511.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49321
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio