

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nat1 Per If/Icc, Elisa - P18440

Numero articolo: CM0002913



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-NAT1 ad alta specificità convalidato per IF/ICC ed ELISA. Cross-reagisce con NAT1 umano, murino e ratto (34 kDa). Ideale per studi sul metabolismo dei farmaci, farmacogenomica e ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NAT1 mAb coniglio
Note/Alias	AAC1; MNAT; NATI; NAT-1; NAT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di NAT1 umano (P18440)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P18440
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio