

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nat1 Per Wb Ed Elisa - P18440

Numero articolo: CM0022140



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la NAT1 umana (arilammia N-acetiltransferasi 1), validato per WB ed ELISA. Riconosce un enzima citoplasmatico da 34 kDa coinvolto nella disintossicazione dei farmaci e nella bioattivazione di carcinogeni, adatto per la ricerca farmacogenetica e tossicologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-NAT1
Note/Alias	AAC1; MNAT; NATI; NAT-1; NAT1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	9
GeneID	9
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 della NAT1 umana (NP_001153646.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P18440
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio