


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Nat10 () Per Citofluorimetria Intracellulare - Q9H0A0

Numero articolo: CM0011198



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit contro NAT10 umano, validato per citofluorimetria intracellulare. Bersaglia l'RNA acetiltransferasi coinvolta nella stabilità dell'mRNA e nella biogenesi dei ribosomi. Ideale per la ricerca IVD e lo sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human NAT10 mAb
Annotazioni/Alias	ALP; Kre33; NET43
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	55226
GeneID	55226
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 750-1025 di NAT10 umano (Q9H0A0)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reazione crociata	Umana
SWISS	Q9H0A0
Peso proteico	116 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio