

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nat10 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0A0

Numero articolo: CM0003145



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro NAT10 (citidina acetiltransferasi RNA). Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce trasversalmente con uomo, topo, ratto. Ideale per lo studio dell'acetilazione dell'mRNA e del processing dell'rRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NAT10 Rabbit mAb
Note / Alias	ALP; Kre33; NET43; NAT10
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	55226
GeneID	55226
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 750-1025 di NAT10 umano (Q9H0A0)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H0A0
Peso proteico	116kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio