

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nat10 [Kd Validato] Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H0A0

Numero articolo: CM0004693



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio KD-validato che mira all'NAT10 umano (RNA citidina acetiltransferasi). Adatto per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare le modifiche ac4C dell'RNA e la biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-NAT10 [KD Validato]
Note/Alias	ALP; Kre33; NET43
Specie	Umano
GenelD (Umano)	55226
GenelD	55226
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 676-1025 dell'NAT10 umano (NP_078938.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H0A0
Peso Proteico	116 kDa/107 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio