

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nat8 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhe5

Numero articolo: CM0030673

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a NAT8 umano, adatto per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Dimostra reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi sull'acetilazione proteica, apoptosi e disintossicazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	NAT8 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GLA, CML1, CCNAT, Hcm1, ATase2, TSC501, TSC510, NAT8
Specie	Umano
Gene ID	9027 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 61-220 di NAT8 umano (Q9UHE5)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UHE5
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio