

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nat8B (Cml2, Atase1) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhf3

Numero articolo: CM0028096

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-NAT8B di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce NAT8B (CML2/ATase1) umano, murino e ratto. Ideale per lo studio dell'acetilazione della lisina del RE e della ricerca sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NAT8B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CML2; Hcml2; NAT8BP; NAT8B
Specie	Umano
GeneID	51471
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 75-165 di NAT8B umano (NP_057431.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UHF3
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio