

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nat9 Per Wb Ed Elisa - Q9Bte0

Numero articolo: CM0030690

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro NAT9 umano (alpha/beta-tubulina-N-acetiltransferasi 9), adatto per Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'acetilazione della tubulina e sulla neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-NAT9
Note/Alias	EBSP; hNATL; NAT9
Specie	Umano
GenelD (Umano)	26151
GenelD	26151
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-207 di NAT9 umano (NP_056469.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9BTE0
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio