


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Natriuretic Peptides A Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01160

Numero articolo: CM0007839



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-Natriuretic peptides A validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. L'immunogeno ricombinante è diretto contro l'ormone cardiaco che regola la pressione sanguigna, l'equilibrio dei fluidi e il rimodellamento cardiovascolare. P01160.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Natriuretic peptides A
Note/Alias	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATFB6; ATRST2; CDD-ANF
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4878
GenelD	4878
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-151 di Natriuretic peptides A umano (NP_006163.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01160
Peso Proteico	16 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio