


Anticorpo Monoclonale Anti-Nav1.5/Scn5A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14524

Numero articolo: CM0009314



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-Nav1.5/SCN5A di alta qualità validato per WB, IHC-P, ELISA. Specifico per Nav1.5 umano, fondamentale per la ricerca di elettrofisiologia cardiaca e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Nav1.5/SCN5A Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	HB1; HB2; HH1; IVF; VF1; HBBB; ICCD; LQT3; SSS1; CDCD2; CMD1E; CMPD2; PFHB1; Nav1.5
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6331
ID gene	6331
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 273-357 di Nav1.5/SCN5A umano (NP_000326.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q14524
Peso proteico	227 kDa/223 kDa/221 kDa/225 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio