


Anticorpo Monoclonale Anti-Nav1.5/Scn5A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14524

Numero articolo: CM0008136



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Nav1.5/SCN5A, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Mira al canale del sodio voltaggio-dipendente cardiaco essenziale per l'inizio del potenziale d'azione. Ideale per la ricerca cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Nav1.5/SCN5A
Note/Alias	HB1, HB2, HH1, IVF, VF1, HBBD, ICCD, LQT3, SSS1, CDCD2, CMD1E, CMPD2, PFHB1, Nav1.5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6331
ID Gene	6331
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 273-357 di Nav1.5/SCN5A umano (NP_000326.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14524
Peso Proteico	221-227 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio