

Anticorpo Policlonale Anti-Naxe Per Wb, Elisa - Q8Ncw5

Numero articolo: CM0015273

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NAXE umano (AIBP/APOA1BP). Rileva NAXE umano, murino e di ratto. Adatto per WB ed ELISA. Riconosce un'epimerasi mitocondriale degli idrati di NAD(P)H coinvolta nell'efflusso del colesterolo e nella regolazione vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NAXE Rabbit pAb
Note/Alias	AIBP; PEBEL; YJEFN1; APOA1BP; NAXE
Specie	Umano
GeneID (umano)	128240
GeneID	128240
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 48-170 di NAXE umano (NP_658985.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8NCW5
Peso della proteina	32kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante