

Anticorpo Policlonale Anti-Nbeal2 Per Wb, Elisa - Q6Znj1

Numero articolo: CM0023962

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio NBEAL2 validato per WB ed ELISA in campioni umani. Ideale per lo studio della proteina neurobeachin-like 2 nella trombopoiesi e nello sviluppo dei granuli alfa. 303kDa, UniProt Q6ZNJ1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NBEAL2 Rabbit pAb
Note/Alias	GPS; BDPLT4; NBEAL2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	23218
GenelD	23218
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1800-2100 di NBEAL2 umano (NP_055990.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q6ZNJ1
Peso proteico	303kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio