


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nbr1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14596

Numero articolo: CM0030767



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NBR1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA con reattività per umano, topo, ratto. Adattatore dell'autofagia coinvolto nell'immunità innata e nell'aggregazione proteica. Ideale per la ricerca sull'autofagia e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	NBR1 Rabbit pAb
Note/Alias	IAI3B; M17S2; MIG19; 1A1-3B; NBR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4077
GeneID	4077
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-85 di NBR1 umano (NP_005890.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14596
Peso Proteico	107kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio