

Anticorpo Monoclonale Anti-Nbs1/Nbn Per Wb, Ip, Elisa - O60934

Numero articolo: CM0004434



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NBS1/NBN umano, validato per WB, IP, ELISA. La nibrina è un componente del complesso MRN essenziale per la riparazione delle rotture doppi filamento del DNA e il mantenimento dei telomeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NBS1/NBN Rabbit mAb
Note/Alias	ATV; NBS; P95; NBS1; AT-V1; AT-V2; NBS1/NBN
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4683
GeneID	4683
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 655-754 di NBS1/NBN umano (O60934).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O60934
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio