

Anticorpo Policlonale Anti-Nbs1/Nbn Per Wb, If/Icc, Elisa - O60934

Numero articolo: CM0027592



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio anti-NBS1/NBN (Nibrin), validato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla riparazione del DNA e sull'integrità dei telomeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NBS1/NBN Rabbit pAb
Note/Alias	ATV, NBS, P95, NBS1, AT-V1, AT-V2, NBS1/NBN
Specie	Umano
Gene ID	4683
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 650-750 dell'NBS1/NBN umano (NP_002476.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60934
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio