

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nbs1/Nbn (Convalidato Ko) Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60934

Numero articolo: CM0017899



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO contro NBS1/NBN (Nibrina). Adatto per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. Bersaglia la riparazione del DNA, la manutenzione dei telomeri. SWISS: O60934.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] Anticorpo Policlonale di Coniglio NBS1/NBN
Osservazioni/Alias	ATV, NBS, P95, NBS1, AT-V1, AT-V2, BN
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4683
GenelD	4683
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 520-754 di NBS1/NBN umana (NP_002476.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60934
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio