

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ncald Per Wb E Elisa - P61601

Numero articolo: CM0031026

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la neurocalcina-delta (NCALD) umana. Adatto per applicazioni WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione del calcio e sul tessuto neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NCALD Rabbit pAb
Note/Alias	NCALD
Specie	Uomo
GenElD (Uomo)	83988
GenElD	83988
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-193 della NCALD umana (NP_114430.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P61601
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio