

Anticorpo Monoclonale Rabbit Polymab® Anti-Ncam (Cd56) Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P13591 / P1595

Numero articolo: CM0009762



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro NCAM (CD56) per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto; adatto per la ricerca in neuroscienze e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	NCAM Rabbit PolymAb®
Note/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Specie	Umano/Topo
ID Gene (Umano)	4684
ID Gene	4684/17967
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-413 di CD56 umano/topo (NP_851996.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13591/P1595
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio