

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ncam Per Wb, Ihc-P, Elisa - P13591

Numero articolo: CM0003959



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting NCAM umano (CD56, NCAM1), validato per Western blot, immunohistochemistry e ELISA. Ideale per lo studio dell'adesione neuronale, della crescita dei neuriti e dei meccanismi di ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NCAM Rabbit mAb
Note/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4684
GeneID	4684
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 758-858 del NCAM umano (NP_000606.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P13591
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio