

Anticorpo Policlonale Anti-Ncam1/Cd56 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13591

Numero articolo: CM0030658



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NCAM1/CD56 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Essenziale per la ricerca sull'adesione neurale e in neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NCAM1 / CD56 Rabbit pAb
Note/Alias	CD56; NCAM; MSK39; NCAM1 / CD56
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4684
GeneID	4684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 759-858 di NCAM1 / CD56 umano (NP_851996.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13591
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio