

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ncam1/Cd56 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P13591

Numero articolo: CM0013084



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro NCAM1/CD56 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce gli omologhi di topo e ratto; adatto per studi sull'adesione delle cellule neurali, sulla neuritogenesi e sulle interazioni dei recettori virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	NCAM1 / CD56 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CD56; NCAM; MSK39; NCAM1 / CD56
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 759-858 di NCAM1 / CD56 umano (NP_851996.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P13591
Peso proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio