

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ncam/Cd56 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13595

Numero articolo: CM0005964



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio NCAM/CD56 (P13595) di CamelBio validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Riconosce le isoforme NCAM di topo e ratto (67-119 kDa). Ideale per studi di neuroscienze e adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NCAM /CD56 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1; NCAM /CD56
Specie	Topo
GeneID (Umano)	17967
GeneID	17967
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-711 di NCAM /CD56 di topo (NP_001106675.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P13595
Peso Proteico	67kDa/80kDa/93kDa/119kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio