

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ncaph Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15003

Numero articolo: CM0025483



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce NCAPH (subunità 2 del complesso condensina) per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con l'uomo. Ideale per la ricerca sulla condensazione cromosomica e sul ciclo cellulare. SWISS: Q15003.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NCAPH Rabbit pAb
Note/Alias	CAPH; BRRN1; CAP-H; MCPH23; NCAPH
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23397
ID Gene	23397
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di NCAPH umano (NP_056156.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q15003
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio