


Anticorpo Policlonale Anti-Ncbp2 Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P52298

Numero articolo: CM0027239



introduzione

Anticorpo Policlonale NCBP2 Coniglio validato per Western blot, immunofluorescenza/ICC ed ELISA. Rileva NCBP2 (CBP20) umano e murino, una subunità chiave del complesso di legame del cap nucleare essenziale per lo splicing, l'esportazione e la regolazione della traduzione del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio NCBP2
Note/Alias	CBC2; NIP1; CBP20; PIG55; NCBP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	22916
GeneID	22916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-156 di NCBP2 umano (NP_031388.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P52298
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio