

Anticorpo Monoclonale Anti-Ncf4/P40-Phox Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15080

Numero articolo: CM0003235



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NCF4/p40-fox umano (Q15080), validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Adatto per lo studio della funzione della NADPH ossidasi dei fagociti e della malattia granulomatosa cronica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NCF4/p40-phox Rabbit mAb
Note/Alias	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; NCF4/p40-phox
Specie	Umana
GeneID	4689
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 240-339 di NCF4/p40-phox umano (Q15080)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q15080
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio