

Anticorpo Policlonale Anti-Ncf4/P40-Phox Per Wb, Elisa - Q15080

Numero articolo: CM0024308



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NCF4/p40-phox umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva p40-phox endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare il complesso NADPH ossidasi nelle cellule fagocitiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NCF4/p40-phox Rabbit pAb
Note/Alias	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; NCF4/p40-phox
Specie	Umano
GeneID	4689
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-190 di NCF4/p40-phox umano (NP_038202.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15080
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio