

Anticorpo Monoclonale Anti-Nck1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16333

Numero articolo: CM0010320



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio NCK1 validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva NCK1 umano, murino, ratto (43kDa, P16333). Bersaglia la proteina adattatrice SH2/SH3 coinvolta nella segnalazione dei fattori di crescita, nella regolazione della traduzione e nella risposta al danno del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NCK1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	NCK; nck-1; NCKalpha; NCK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4690
GeneID	4690
Immunogeno	Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200-300 di NCK1 umano (P16333))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P16333
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio