

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nck1 Per Wb Ed Elisa - P16333

Numero articolo: CM0018253



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce NCK1 (NCKalpha), una proteina adattatrice SH2/SH3. Adatto per WB ed ELISA; reagisce in modo crociato con proteine umane e di topo. Per lo studio delle vie di segnalazione dei recettori e della risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NCK1 Rabbit pAb
Note/Alias	NCK; nck-1; NCKalpha; NCK1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4690
Gene ID	4690
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 58-377 di NCK1 umano (NP_006144.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P16333
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio