


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nck2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43639

Numero articolo: CM0026262



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NCK2 di alta qualità validato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva NCK2 di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dei fattori di crescita e della regolazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NCK2 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	GRB4; NCKbeta; NCK2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8440
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-380 della NCK2 umana (NP_003572.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43639
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio