

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nckap1 Per Wb, Elisa - Q9Y2A7

Numero articolo: CM0017213



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio NCKAP1 per WB, ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Il bersaglio fa parte del complesso WAVE che regola la formazione dei lamellipodi e la dinamica del citoscheletro di actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NCKAP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HEM2; NAP1; NAP125; p125Nap1; NCKAP1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10787
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di NCKAP1 umano (NP_038464.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y2A7
Peso proteico	129kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio